

كيفية القيام بالاختبار



الخطوة 1 – تحضير





1. الكتابة على لاصقة الأنبوب .

2. قم بالتبول ومن ثم اضغط دافق المرحاض .

3. قم بوضع البطانة في المرحاض .

الخطوة 2 – الجمع



1. القيام بالتبرز .

2. افتح الأنبوب، واسحب قشة الجمع .

3. قم بالكشط بواسطة القشة من خلال البراز .

4. قم بوضع القشة مرة أخرى في الأنبوب، هز الأنبوب .

5. اضغط دافق المرحاض .

الخطوة 3 – تخزين وتكرار



1. ضع الأنبوب في الكيس .

2. ضع العينة في الثلاجة .

3. البراز التالي، كرر مع أنبوب الثاني .

الفحص الصحي

لسرطان الأمعاء

كيفية القيام بالاختبار

الخطوة 1 – تحضير

1. على واحدة من لاصقات الأنبوب، قم بكتابة
الاسم الكامل
تاريخ الميلاد
تاريخ أخذ العينة
2. قبل جمع العينة الخاصة بك، إفراغ المثانة الخاصة بك (التبول) ودقق المرحاض
3. وضع بطاقة المرحاض على الماء في وعاء المرحاض. يجب أن تكون الكتابة متجهة للأعلى.
4. إذا غرقت البطاقة في المرحاض، يمكنك الاستمرار في أخذ العينة.

الخطوة 2 – الجمع

1. قم بالبراز على بطاقة المرحاض
2. افتح أنبوب الجمع عن طريق التواء الغطاء الأخضر.
3. كشط أعلى القشة على مناطق مختلفة من سطح البراز. العينة تحتاج فقط إلى أن تكون صغيرة – أصغر من حبة الأرز.
4. ضع القشة في أنبوب الجمع وقم بكبس الغطاء لإغلاقه.
5. قم بهز الأنبوب صعوداً وهبوطاً عدة مرات. لا تقم بإخراج القشة مرة أخرى.
6. اضغط على دافق المرحاض للتخلص من البطانة والبراز إلى أسفل المرحاض. أغسل يديك.

الخطوة 3 – تخزين وتكرار

1. ضع الأنبوب في مقصورة واحدة في الكيس الذي يتم قفله بالسحاب.
2. ضع العينة في الثلاجة. (لا تقم بتجميدها)
3. كرر الخطوات 1 - 3 مع أنبوب الجمع الثاني عند القيام ببراز آخر (في نفس اليوم، في اليوم التالي، أو في أقرب وقت ممكن)

لمزيد من المعلومات
برنامج خط المعلومات: 1800 627 701
cancerscreening.gov.au/bowel

**NATIONAL
BOWELCANCER**
SCREENING PROGRAM



Wellbeing SA